

FACELIFT & TONE



 the beauty specialists



UPOZORENJA

- **Molimo vas da temeljito pročitate sve upute i zadržite za buduću upotrebu.**

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su dobili nadzor ili upute u vezi s uporabom uređaja na siguran način i razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne

smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

- Ne stavljajte i ne čuvajte na izravnom sunčevom svjetlu. Čuvati na hladnom i suhom mjestu.
- Čuvati izvan dohvata djece.
- Ako bolujete od kožnih bolesti, posavjetujte se sa svojim dermatologom prije uporabe.
- Iz higijenskih razloga preporučujemo korištenje za samo jednu osobu.

Ne koristite ovaj uređaj na dijelovima tijela s labavom kožom ili bilo kojim područjima koja pokazuju znakove: proširenih vena, kožnih bolesti (na primjer ekcema, psorijaze, dermatitisa), posjekotina i ogrebotina, iritacije, bradavica, madeža, mrlja na koži, osipa na koži, preosjetljivosti ili opekлина od sunca, flebitisa, nedavnog ožiljkastog tkiva, drugih stanja kože. Preporučujemo da se prije liječenja posavjetujete sa svojim liječnikom ako bolujete od bilo kojeg od gore navedenih bolesti.

- Ne koristite na posjekotinama ili ispucaljoj koži.
- Nemojte koristiti na područjima na kojima ste imali estetsku kirurgiju.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora. Isključite prije izlaska iz sobe.
- Ovaj uređaj smije se sigurno napajati samo na iznimno niskom naponu koji odgovara oznaci na uređaju.
- Ne uranjajte proizvod u vodu.
- NEMOJTE koristiti ovaj proizvod ako ne radi ispravno ili ako je pao ili je oštećen.

4

UPOZNAJTE SVOJ UREĐAJ

(vidjeti stranicu 3)

- 1 Zaštitni poklopac
- 2 Glave za tretman
- 3 LED svjetla (plavo, zeleno, crveno)
- 4 USB kabel
- 5 Mini USB utičnica
- 6 On/Off
- 7 Provodljivi gel

UVOD

FaceLift & Tone je neinvazivni kućni toner za lice namijenjen kozmetičkoj upotrebi i može se uklopiti u vaš dnevni / tjedni režim ljepote.

Vaš FaceLift & Tone djeluje tako što koži isporučuje mekane i nježne mikrostrujne impulse. Dvije kontaktne točke dizajnirane su za glatko klizanje po koži i praćenje prirodnih kontura lica.

VAŽNO - TESTIRANJE

Prije početka UVIJEK morate napraviti test s vodljivim gelom na malom području kože zbog moguće reakcije kože. Pričekajte 24 sata. Ako dođe do iritacije, nemojte nastaviti tretman.

PUNJENJE

- Priključite USB kabel u uređaj, a zatim u USB priključak
- LED svjetlo treperit će crveno kako bi naznačilo punjenje i postat će zeleno kada je potpuno napunjen. Kada je potpuno napunjen, uređaj će se automatski isključiti nakon 30 minuta.
- Potpuno punjenje traje oko 1,5 sata.
- Kada je potpuno napunjen, toner bi trebao raditi otprilike dva tjedna uz svakodnevne 20-minutne tretmane.

5



POČETAK RADA

1. Očistite i osušite kožu na području koje se tretira.
2. Nanesite izdašnu količinu provodljivog gela na glave za tretman ili na kožu u području koje se tretira.
3. Da biste uključili uređaj, tri sekunde pritisćite tipku on/off. Plava LED lampica označit će razinu 1 (Niska). Ponovno pritisnite tipku on/off da biste odabrali razine 2 i 3.

Razine tretmana :

- Razina 1 – Niska (plava)
- Razina 2 – Srednja (zelena)
- Razina 3 – Visoka (crvena)

Glave za tretman zagrijat će se do 43 °C.

4. Pritisćite tipku on/off tri sekunde da biste isključili uređaj.

TRETMANI

Nakon nanošenja vodljivog gela polako klizite glavom za tretma preko kože u smjeru strelica (vidi područja tretiranja na stranici 4) sa svakim pokretom u trajanju od 10-15 sekundi. Ponovite 4-5 puta.

- ❶ Obrazi - Klizite od nosnih linija u smjeru prema gore prelazeći preko obraza.
- ❷ Linija čeljusti - Slijedite liniju čeljusti prema van od brade prema uhu.
- ❸ Pod bradom - Klizite prema gore od točke gdje se brada susreće s vratom do vrha brade.
- ❹ vrat - klizite s obje strane srednje linije vrata prema van. Ponovite postupak za donji i gornji dio vrata.
- ❺ Linija čela i obrva - klizite prema gore od linije obrva do linije kose. Učinite to centralno i na desnoj i lijevoj strani čela.

Kada se pravilno koristi, stimulacija je meka i nježna - nećete nužno osjetiti kontrakciju mišića.

Važno: Ne koristite dulje od pet minuta na bilo kojem području. **Uređaj će se automatski isključiti nakon 5 minuta.**

NAKON UPOTREBE

- Ako i mate vrlo osjetljivu kožu, možda ćete primijetiti crvenilo nakon upotrebe. To bi trebalo proći nakon 30 minuta.
- Kada se ne koristi stavite zaštitni pokopac.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije i nakon uporabe obrišite glavu za tretman čistom vlažnom krpom, ne uranjajte uređaj u vodu.



8

RASPOLAGANJE OTPADOM



Direktiva o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) (2012/19/EU) donesena je zbog recikliranja proizvoda primjenom najboljih dostupnih tehnika oporabe i recikliranja kako bi se utjecaj na okoliš sveo na najmanju mjeru, uštedom energije i resursa i kako bi se izbjeglo povećavanje broja odlagališta. Proizvod je klasificiran kao električna ili elektronička oprema, stoga vas molimo da osigurate da se na kraju vijeka trajanja ovog proizvoda odlaže na ispravan način u skladu sa zahtjevima lokalnih vlasti. NE smije se odlagati s kućanskim otpadom. Reciklirajte odgovorno:

1. Provjerite lokalne propise
2. Razdvojite komponente i pravilno ih odložite.

SPECIFIKACIJA

Model:
Ulaz:
Baterija

FALT

5V — 500mA 2.5W



UK
CA

Li-Ion 3.7V 600mAh



Pažljivo pročitajte ove upute prije korištenja, a zatim zadržite za buduću uporabu..



Ovaj je proizvod prikladan samo za uporabu u zatvorenom prostoru..



Ovaj je proizvod sukladan važećim propisima EU o proizvodima.

BRIGA O KUPCIMA

Ako imate bilo kakvih pitanja, molimo obratite nam se na:
online@riobeauty.com

GARANCIJA

Da biste registrirali dvogodišnje jamstvo putem interneta, posjetite:

www.riobeauty.com/pages/warranty-registration



www.riobeauty.com/collections/consumables/products/conductive-gel-85ml

9



JAMSTVENI LIST I UVJETI JAMSTVA

Hvala Vam što ste kupili Rio proizvod. Svi Rio proizvodi imaju garanciju u trajanju od 2 godine od dana kupnje.

Molimo Vas da čuvate račun i ovjereni jamstveni list kako biste mogli ostvariti pravo na popravak ili zamjenu proizvoda unutar jamstvenog roka. Jamstvo počinje teći od dana prodaje na malo, što se dokazuje ovjerenim jamstvenim listom (naziv i sjedište poduzeća koje je proizvod prodalo na malo, pečat, datum prodaje i potpis prodavatelja) te originalnim računom.

U jamstvenom roku Medikor d.o.o. se obvezuje da će:

1. Omogućiti dijelove potrebne za popravak proizvoda
2. Popraviti proizvod: Kupac šalje neispravan proizvod u servisni centar o trošku prodavatelja
3. Zamijeniti proizvod: Ukoliko se proizvod ne može popraviti biti će zamijenjen novim proizvodom. Kupac šalje neispravan proizvod u servisni centar o trošku prodavatelja.

Napomene!

- Jamstvo **ne pokriva** normalno trošenje i habanje proizvoda. Dijelovi koji su normalno podložni zamjeni nakon određenog vremena, nisu uključeni u jamstvo.
- Jamstvo **ne pokriva** slučajna oštećenja koja su rezultat nemara, neispravne i neoprezne uporabe, zanemarivanja uputstava ili uporabe proizvoda na drugačiji način od onog propisanog u uputstvima.
- Rio proizvod popravljiva isključivo Medikor d.o.o. Da biste ostvarili jamstvo potrebno je donijeti račun odnosno dokaz o kupnji proizvoda. Ukoliko kupac ne posjeduje račun trošak popravka proizvoda snosi kupac.
- Popravak ili zamjena Rio proizvoda tijekom jamstvenog roka neće produžiti jamstveni rok.

Tip/model proizvoda:

Serijski broj proizvoda:

Žig i adresa prodajnog mjesta s datumom prodaje:

Opis kvara:

Ime i prezime kupca:

Adresa kupca:

Izjavu o sukladnosti (Declaration of conformity) možete naći na internetskoj adresi medikor.info

Zastupnik za Hrvatsku:

Medikor d.o.o.
Adresa: Jaruščica 9E, Zagreb
Tel: 01 3689 666
e-mail: info@medikor.hr
www.shop-medikor.hr

Servis:

Medikor specijalizirana prodavaonica
Tratinska ulica 58, 10000 Zagreb
Tel: 01 3667 212
e-mail: servis@medikor.hr
Radno vrijeme servisa: pon – pet: 08:00 - 16:00h