

# NANO

S9012C

## Leg Compression Massager

Masažer za noge s kompresijom  
zraka i grijanjem



## Upute za uporabu



Molimo da pažljivo pročitate upute prije  
uporabe i sačuvate ih za buduće korištenje.



**RoHS**  
Made in China



## Sadržaj

1. Sigurnosne napomene ..... 2
2. Česta pitanja i odgovori ..... 3
3. Otklanjanje problema ..... 5
4. Nazivi dijelova ..... 5
5. Uporaba ..... 6
6. Nakon uporabe ..... 8
7. Čišćenje i skladištenje ..... 8
8. Raspolaganje otpadom ..... 8
9. Sadržaj pakiranja ..... 8
10. Specifikacije ..... 9
11. Jamstveni list ..... 10

|  |                                                                                             |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | UPOZORENJE<br>Znak upozorenja koji predstavlja rizik od ozljede ili štetnost za zdravlje    |
|  | VAŽNO<br>Sigurnosna napomena o mogućoj šteti po uređaju/opremi                              |
|  | Pridržavajte se uputa za upotrebu                                                           |
|  | Proizvođač                                                                                  |
|  | Zbrinjavanje u skladu s Direktivom EZ o otpadnoj elektroničkoj i elektronskoj opremi - WEEE |
|  | Ovaj proizvod zadovoljava zahtjeve važećih europskih i nacionalnih direktiva.               |

## Sigurnosne napomene

### Upozorenja

1. Osobe s nekim od navedenih stanja ili osobe koje se liječe trebaju se savjetovati s liječnikom prije uporabe uređaja:
  - a) Imaju ugrađen pacemaker ili drugi medicinski uređaj podložan električnim smetnjama;
  - b) Boluju od malignog tumora;
  - c) Boluju od srčanih bolesti;
  - d) Imaju ozbiljne disfunkcije periferne neuropatije ili senzorni poremećaj uzrokovan dijabetesom;
  - e) Nisu podobni za masažu zbog tjelesnih trauma;
2. Držati izvan dohvata novorođenčadi, djece i osoba koje nisu u mogućnosti samostalno koristiti uređaj.
3. Ne koristiti drugi adapter osim originalnog.
4. Nemojte grebati, oštetiti, obrađivati, pretjerano savijati, vući ili uvrtnuti strujni kabel za napajanje adaptera. U protivnom, može izazvati požar ili strujni udar.
5. Nije dozvoljeno koristiti ako strujni adapter ne radi ili je utikač olabavljen.
6. Nemojte spajati ili odspajati strujni adapter mokrim rukama.
7. Nemojte stavljati upravljač u pokrivač ili koristiti uređaj u uvjetima visoke temperature.
8. Zabranjeno je raditi preinake, rastavljati ili popravljati uređaj bez dozvole.



### Upozorenja

1. Odmah prestanite koristiti ako se osjećate loše. Prije ponovne uporabe savjetujte se s liječnikom.
2. Nemojte koristiti u kupaonici ili drugom vlažnom prostoru.
3. Odspojite strujni adapter iz utičnice prije čišćenja i održavanja.
4. Odspojite strujni adapter kad ga ne koristite.
5. Ne hodajte okolo kada koristite ovaj predmet ili nosite zavoje.



## 2. Česta pitanja i odgovori

P1: Kako ovaj proizvod masira?


O1: Unutra su 2 + 2 zračna jastuka. Napuhat će se i ispuhati kako bi simulirali gnječenje i dodirivanje tkiva poput ljudskih ruku. Može opustiti mišiće, potaknuti cirkulaciju i olakšati bol.

P2: Koliko ima načina masiranja i u čemu je razlika?

O2: Ima 3 načina masiranja.

Način 1: Sekvencijalni način rada

U ovom načinu rada, navlaka će se napuhati i ispuhati od nižeg prema višem.



NAČIN 1: SEKVENCIJALNI NAČIN

NAČIN 2: Kružni način rada


U ovom načinu rada, navlaka će se kružno napuhati i ispuhati od nižeg prema višem.



NAČIN 2: KRUŽNI NAČIN

NAČIN 3: Cjeloviti način rada

U ovom načinu rada, navlaka će se istovremeno i potpuno napuhati i ispuhati.



NAČIN 3: CJELOVITI NAČIN

P3: Zašto ne osjećam toplinu?

O3: Funkcija grijanja isključena je prema zadanim postavkama. Možete pritisnuti gumb „Grijanje“ kako biste ju uključili i pričekajte 3 - 5 minuta. Molimo, uvjerite se da su oba crijeva za zrak ispravno i do kraja umetnuta u regulator/upravljač.

P4: Što trebam učiniti ako osjećam da mi je temperatura previsoka?

O4: Molimo, koristite nižu temperaturu ili isključite uređaj. Predlažemo da obučete hlače ako je potrebno.

P5: Što trebam učiniti ako osjećam da mi je jačina masaže preslaba ili prejaka?

O5: Postoje 3 stupnja jačine masaže, koje možete odabrati koristeći regulator, prema vlastitim potrebama. Također, možete prilagoditi jačinu mijenjajući stegnutost čičak trake na navlaci.

P6: Zašto ne radi kad pritisnem tipku?

O6: Molimo, uvjerite se da su oba crijeva za zrak umetnuta u regulator jer inače neće raditi.

P7: Koliko dugo ga trebamo koristiti?

O7: Predlažemo korištenje 1-2 puta svaki dan, po 20 minuta. Možete produžiti korištenje ukoliko ste preumorni ili želite nastaviti uživati.

P8: Zašto se upravljač zagrijava?

O8: Kao što smo predložili, obično koristite uređaj po 20 minuta. Ako ostane raditi predugo, regulator će se zagrijati, što je normalna pojava.

P9: Zašto regulator ispušta zvuk?

O9: To je normalna pojava. Zvuk dolazi iz zračne pumpe regulatora, kontinuirano dovodeći zrak u zračne jastuke u navlaci.


P10: Što mi je činiti ako imam veće listove?

O10: Za veće listove, molimo koristite nastavke/produžetke uključene u paket kako biste proširili navlaku.



P11: Što trebam učiniti ako su mi stopala veća?

O11: Za veća stopala, molimo, otkopčajte gornji dio na dijelu kod nožnih prstiju.




### 3. Otklanjanje problema

| Problemi                                                    | Uzroci i rješenja                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Proizvod ne radi i indikatorsko svjetlo je isključeno    | Uvjerite se da je strujni adapter dobro spojen i pritisnite gumb za uklj./isklj. na regulatoru.                                                    |
| 2. Proizvod ne radi, ali indikatorsko svjetlo je uključeno. | 1. Radi samo kada su 2 crijeva za zrak spojena na regulator.<br>2. Molimo, provjerite jesu li crijeva za zrak ispravno umetnuta (vidi oznaku „UP“) |
| 3. Iznenadni prekid rada.                                   | 1. Strujni adapter ili crijevo za zrak je ispalo.<br>2. Masažer se automatski isključio nakon 20 minuta rada.                                      |
| 4. Preslabo ili prejako.                                    | 1. Radi samo kada su 2 crijeva za zrak spojena na regulator.<br>2. Molimo, provjerite jesu li crijeva za zrak ispravno umetnuta (vidi oznaku „UP“) |
| 5. Regulator se zagrijava.                                  | Normalno je da se regulator zagrijava nakon dugog korištenja. Predlažemo da ga isključite na 10 minuta.                                            |

### 4. Nazivi dijelova




Dijagram regulatora



## 5. Uporaba


Upozorenja: molimo da prije uporabe proizvoda pažljivo pročitate sigurnosne napomene. Kako biste ostvarili bolju masažu, molimo, ispravno obucite navlake.

1. Uvjerite se da je unutarnja navlaka ispravno pričvršćena.




1. KORAK

2. Ispravno obucite navlake na noge.



2. KORAK

3. Prilagodite čičak trake svojoj veličini i ne zamatajte prečvrsto. (Koristite nastavke za veće listove)




3. KORAK

4. Priključite strujni adapter u regulator i utičnicu sa svake strane.



4. KORAK

5. Ispravno i do kraja umetnite dva utikača od crijeva za zrak u regulator.



5. KORAK

6. Uzmite regulator i pritisnite gumb za uklj./isklj. kako biste pokrenuli uređaj.

- Prema zadanim postavkama, početak će biti s načinom 1 i jačinom 1 (najslabija).
- Isključit će se nakon 20 minuta (možete ga ručno ponovno pokrenuti).
- Funkcija grijanja isključena je prema zadanim postavkama. Možete ju uključiti pritiskom gumba „grijanje“, odabrati između 2 razine grijanja, ali i isključiti ako vam nije potrebna.




Indikator grijanja

Indikator napajanja

6. KORAK

7. Pritisnite tipku „Mode“ kako biste promijenili i uživali u drugom načinu masaže. Razliku između pojedina 3 načina rada možete vidjeti na 3. stranici.



Indikator načina rada

7. KORAK

8. Pritisnite „Intensity“ tipku kako biste odabrali intenzitet.

- 1) Možete odabrati između tri razine pritiska. Predlažemo najnižu razinu za početak.
- 2) Možete promijeniti zategnutost navlaka kako bi ih prilagodili sebi.
- 3) Ako vam je prečvrsto, lagano pritisnite gumb za napajanje da biste ga zaustavili.



Indikator pritiska

8. KORAK

9. Pritisnite gumb za napajanje kako biste isključili uređaj.



9. KORAK




### Upozorenja:

Za najbolje rezultate, predlažemo uporabu po 20 minuta. Nakon 20 minuta rada, uređaj će se automatski isključiti, ali ga možete ručno ponovno pokrenuti.




## 6. Napomene nakon uporabe

10. Iskopčajte strujni adapter iz utičnice.



11. Izvucite utikače strujnog adaptera i crijeva za zrak s donje strane regulatora.



12. Skinite navlake, složite ih i spremite u predviđenu torbu ili kutiju.



## 7. Čišćenje

Uređaj uvijek isključite iz struje prije čišćenja.

1. Ako je prljav, molimo da obrišete regulator, navlake i crijeva s mekanom krpom, navlaženom otopinom sapuna.
2. Nemojte koristiti benzin, alkohol, razrjeđivač ili drugu iritativnu tekućinu za čišćenje uređaja u slučaju kvara ili oštećenja ili promjene boje dijelova.
3. Strane tvari ne smiju ući u crijeva.
4. Koristite čačkalice za izvlačenje dlaka ili mrvica koje se zalijepe za čičak trake.

## Skladištenje

- Držite uređaj podalje od djece.
- Ne rastavljajte uređaj sami.
- Ne stavljajte uređaj u uvjetima visoke temperature ili vlage.
- Izbjegavajte izlaganje izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Izbjegavajte bušenje zračnih jastuka i crijeva iglama.
- Ne stavljajte teške predmeta na uređaj.



## 8. Raspolaganje otpadom


Molimo da se pridržavate lokalnih propisa za odlaganje materijala.

Zbog ekoloških razloga ne odlažite uređaj u kućanski otpad nakon isteka njegova vijeka trajanja. Uređaj odložite na odgovarajuće mjesto za prikupljanje otpada ili reciklažu u svojoj državi. Uređaj odložite u skladu s Direktivom EZ-a – OEE0 (o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi). Ako imate bilo kakva pitanja, obratite se lokalnim nadležnim tijelima zaduženima za odlaganje otpada.



## 9. Sadržaj pakiranja

- 2 × navlake za masažu stopala
- 1 × ručni upravljač/regulator
- 1 × strujni adapter/ DC12V 3A
- 1 × upute za uporabu
- 1 × vodič za brzi početak
- 2 x produžetak
- 1 x torba za pohranu



## 10. Tehničke specifikacije

|                      |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                | S9012C                                                                                                                                                                               |
| Naziv                | Masažer s kompresijom zraka i grijanjem                                                                                                                                              |
| AC/AD adapter        | AC ulaz: 100-240 Volti, 50-60 Hz, DC izlaz: 12 V 3 A                                                                                                                                 |
| Nazivna snaga        | 36 W                                                                                                                                                                                 |
| Radni uvjeti         | Temperatura +5 °C do 40 °C (41 °F do 104 °F).<br>Vlaga 5 % do 90 % nekondenzirajuća.<br>Atmosferski tlak: 75 kPa do 106 kPa                                                          |
| Uvijeti skladištenja | Temperatura -20 °C do 55 °C.<br>Vlaga 5 % do 90 % nekondenzirajuća.<br>Atmosferski tlak: 75 kPa do 106 kPa.<br>Čuvati na suhom i izbjegavati izlaganje izravnoj sunčevoj svjetlosti. |

## Proizvođač:



Shenzhen Dongjilian Medical Tech Co., Ltd.,  
B1/1-5F, Tonglu Industrial Area, 70#Tongxin Road, Tongxin  
Community, Longgang District, Shenzhen, Guangdong  
518116, China.

## 11. Jamstveni list

Hvala što ste kupili ovaj proizvod. Proizvod je izrađen s osobitom pozornošću od visokokvalitetnih materijala. Izrađen je tako da budete njime u cijelosti zadovoljni, pod uvjetom da njime rukujete ispravno i da ga održavate prema uputi o uporabi. Jamstvo za ovaj proizvod vrijedi dvije godine od dana njegove kupnje.

Proizvođač jamči ispravnost konstrukcije, izrade i materijala. Unutar jamstvenog roka Medikor će o svom trošku popraviti ili zamijeniti neispravan proizvod ili njegove neispravne dijelove. Davalac jamstva se obvezuje u razumnom roku izvršiti popravak od dana prijave kvara. Jamstvo počinje teći od dana prodaje na malo, što se dokazuje ovjerenim jamstvenim listom (naziv i sjedište poduzeća koje je proizvod prodalo na malo, pečat, datum prodaje i potpis prodavatelja) te originalnim računom. Popravak ili zamjena Nano proizvoda tijekom jamstvenog roka neće produžiti jamstveni rok.

Jamstvo ne obuhvaća:

- a) troškove štete nastale u transportu
- b) troškove nastale zbog popravka od strane neovlaštenih osoba. Ukoliko bude potrebno obratite se ovlaštenom servisu.
- c) troškove povremene kontrole i održavanja;
- d) kvarove i trošenje pribora ili dodataka samoj glavnoj jedinici uređaja;
- e) oštećenja bilo koje vrste, uključivši ona nastala nezgodom ili neispravnim rukovanjem.
- f) jamstvo vrijedi samo ako se pošalje cijeli proizvod zajedno s jamstvenim listom i originalnim računom. Jamstveni list mora biti potpuno popunjen i Medikor pridržava pravo odbiti reklamaciju u slučaju ikakvih nejasnoća u navedenim podacima.

NAPOMENA: JAMSTVENI ROK NE OBUHVAĆA BATERIJSKE ULOŠKE

TIP/MODEL PROIZVODA:

SERIJSKI BROJ PROIZVODA (na stražnjoj strani proizvoda):

ŽIG I ADRESA PRODAJNOG MJESTA S DATUMOM PRODAJE:

OPIS KVARA:

IME I PREZIME KUPCA:

ADRESA KUPCA:

### Uvoznik i distributer za Hrvatsku:

Medikor d.o.o.  
Jaruščica 9E, Zagreb  
Tel: 01 3689 699  
e-mail: info@medikor.hr  
www.shop-medikor.hr

### Servis:

Medikor specijalizirana  
prodavaonica  
Tratinska 58, Zagreb  
e-mail: servis@medikor.hr

### Radno vrijeme servisa:

pon – pet: 08:00 - 16:00 h